

**Centrífuga inmunohematológica
para lavado de Eritrocitos Modelo KA-2200.**

Made in
JAPAN



Características Generales

- Este modelo permite lavar los eritrocitos
- Rotor modelo Seromatic para lavar los eritrocitos (opcional adicional se puede pedir un rotor para linfocitos).
- Eficaz en el control de precisión y ahorro de mano de obra.
- La RCF (velocidad, rpm) y el tiempo se controlan mediante las memorias instaladas originalmente.
- La aceleración/desaceleración rápida acorta el tiempo de operación.



Rotor para lavado de eritrocitos

Características Generales

- Velocidad máx con Rotor modelo Seromatic.: 3.100 rpm
- RCF rotor Seromatic máx.: 1000 xg
- Capacidad: 72mL/6mL x12
- Dimensiones, peso: 23 x 27 x 25 cm (ancho x profundidad x alto), 10 kg
- Conexión eléctrica: 220~230V10%, 5A, 50/60Hz
- Hecho en Japón

Características Generales

- KU.11-031 CENTRIFUGA KA-2200 IMMUNOHEMATOLOGICA
- KU.21-170 ROTOR SEROMATIC PARA LAVADO DE ERITROCITOS