

Centrifuga Refrigerada High Speed Kubota modelo 6200

Made in
JAPAN



Centrifuga Refrigerada 6200

Especificaciones Técnicas:

■ Velocidad máxima:	16,000 rpm
■ RCF máxima:	23,470 xg
■ Capacidad máxima:	2000 mL
■ Rango de temperatura:	-9 a +40°C
■ Sistema de Control:	Mediante Microprocesador
■ Dimensiones / Peso:	50 (ancho) x 65 (fondo) x 85 (alto) cm / 118kg

Características Generales

■ **Aceleración y desaceleración rápidas**

- Sólo necesita 10 segundos para alcanzar la velocidad máxima 15,000rpm, cuando se utiliza AF-2018 (tubos de 18 x 1.5/2mL).
- Rotor de cubo oscilante SF-2504S se puede utilizar hasta 4.800 rpm/4.300 xg.
- Tapas de sellado y juntas tóricas opcionales (código N° 055-0964) para anti-riesgo biológico, están disponibles como opcionales.

■ **20 tipos de rotores están disponibles para sus necesidades**

■ **Funciones fáciles de usar y convenientes.**

- Los tiempos de spin-down de 1 a 90 segundos se pueden memorizar.
- La tecla parpadeante permite llamar a la memorizada.
- Equipado con puerto de tacómetro para cumplir con las GMP. La velocidad real del rotor es fácil de comprobar.
- 5 ajustes de memoria están disponibles, permitiendo guardar y recuperar la operación presionando el botón.
- Los modos de aceleración y desaceleración están disponibles en tres pasos. La centrifugación del gradiente de densidad también está disponible.
- Se pueden aplicar la función de operación de ajuste RCF (xg) y la función de fuerza centrífuga escalonada.
- La función integradora puede optimizar el efecto centrífugo. Se puede medir el valor G-sec (valor RCF integrado) y con este valor el funcionamiento es posible.
- Se puede configurar el Temporizador hasta 990 segundos / minutos. Durante la condición de espera, se muestra el tiempo de funcionamiento transcurrido.

■ **Calidad de la seguridad**

Equipado con varios sensores que detienen el funcionamiento inmediatamente para una mayor seguridad si se detecta un problema.

El sensor del rotor detecta el rotor que se está instalando.

■ **La temperatura de la muestra se mantiene a 4°C.**

La temperatura ambiente es de 25°C. Por favor, consulte la tabla de rotores.

■ **El mecanismo de rotor de un toque hace que los rotores sean fáciles de cambiar.**

