





# Cajas de Portaobjetos Premium Plus

Diseño Moderno para uso del diario **¡NUEVO!**







- a.** El diseño de carril de portaobjetos asegura un ajuste seguro permitiendo fácil colocación y retiro de portaobjeto
- b.** Ubicación centralizada de la cuadrícula de numeración permite organización simple de los portaobjetos y facilidad en la visualización de la localización de la numeración
- c.** Hecho en su totalidad de ABS y polipropileno hace las cajas robustas eliminando el potencial de que las partes de metal se oxiden
- d.** El seguro de desplazamiento proporciona almacenaje seguro con símbolos identificando seguro y desbloqueo. Cierre Zip de 2mm se puede utilizar para mayor seguridad
- e.** Tarjeta de inventario es removible y reemplazable para escritura sin problema sobre superficies planas. Tarjetas de inventario disponible para compra por separado en pqt. /10
- f.** La tapa con bisagras abre suavemente 180 ° cual se sienta plano en superficies y previene el extravío
- g.** El inferior de la caja esta forrada de hule espuma EVA ayudando a sostener los portaobjetos firmemente en su lugar y protegiéndolos contra daño
- h.** Múltiple áreas para etiquetar, un área amplia sobre la portada de la caja con 'proyecto' y 'fecha' grabada y la parte posterior de la tarjeta se puede utilizar ya que la tapadera es transparente





- i.** Colores vibrantes translucientes son fáciles de identificar permitiendo opciones de codificación, surtido disponible 5/pqt.
- j.** Estilo de textura con onda es fácil de sostener, aumentando la seguridad del transporte de muestras
- k.** Apilable, los pies moldeados permiten montaje seguro horizontal de múltiples unidades para el transporte y almacenaje seguro

- l.** Almacenaje flexible, las unidades pueden ser almacenadas vertical o horizontal creando eficiencia en el espacio disponible
- m.** El almacén único en el compartimiento lateral aloja bolígrafos, desecante u otros pequeños artículos necesarios para trabajar
- n.** Sostiene portaobjetos de 26 x 75mm

*Patente Pendiente*



# NEW!



## 100-Posiciones Cajas de Portaobjetos Premium Plus

| No. Pieza | Color      | Forro              | Broche                      | L x A x A<br>pulg. | L x A x A<br>cm   | UOM  |
|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 120576    | Azul       | Hule espuma<br>EVA | Seguro de<br>desplazamiento | 8.2 x 7.7 x 1.3    | 20.7 x 19.5 x 3.2 | 5/pqt.<br>4/pqt por caja (paquetes envueltos en celofán) |
| 120577    | Anaranjado |                    |                             |                    |                   |  |
| 120578    | Verde      |                    |                             |                    |                   |  |
| 120579    | Rojo       |                    |                             |                    |                   |  |
| 120592    | Morado     |                    |                             |                    |                   |  |
| 120593    | Surtido*   |                    |                             |                    |                   |  |

\*Colores Surtidos (Morado, Azul, Verde, Rojo, Anaranjado)

## Tarjeta de Inventario

| No. Pieza | L x A<br>pulg. | L x A<br>cm | UOM  |
|-----------|----------------|-------------|--|
| 120618    | 8.5 x 11       | 21.6 x 28   | 10/pqt. (bolsa poli con etiqueta) 50 pqt. Por caja |