

## Beneficios del producto

- Se adapta a todas marcas de tubos de 13 y 16 mm redondos, planos, y cónicos de recolección de sangre y cultivo
- Conexión de seis maneras, enlace diferentes o los mismos tamaños de pozos, de extremo a extremo o de lado a lado, en cualquier orientación
- Gradillas personalizables pueden ser enlazadas, o utilizadas independientemente
- Paquete de colores surtidos disponible para opciones de codificación de color
- Gradillas se pueden usar en baños de agua o colocados en congeladores

¡Retiene  
Tubos de Múltiple  
Tamaños sin  
múltiples gradillas!



**Paquete de colores**  
surtidos para opciones de  
codificación de color

### Marcas de Tubos de Sangre

(incluidos y no limitado a):


- Becton Dickinson
- Greiner
- Covidien
- Thermo Scientific™
- Applied Biosystems
- Sarstedt

### Dimensiones de Tubos Recomendados:

- 13 x 75 mm
- 13 x 100 mm
- 16 x 100 mm
- 16 x 125 mm
- 17 x 120 mm


### Guía de Volumen de Tubo:

- 3.5 mL
- 7.0 mL
- 10 mL
- 15 mL



### Personalizable

Gradillas pueden deslizarse para crear un número infinito de combinaciones




## Gradilla Clínico 4-Way para Tubos

- Se acopla a todas marcas de tubos redondos, planos, y de base cónica de sangre y culturas de 13 y 16 mm
- La única gradilla 4-Way disponible con conexión de seis maneras, enlace pozos de diferente o el mismo tamaño, de punta a punta o lado a lado, en cualquier orientación
- Personalicé la gradilla al número de pozos requeridos, infinito de unidades pueden ser enlazadas o utilicé una sola
- Los pozos espaciados uniformemente ayudan a eliminar errores de pipeteo cual permite resultados más precisos
- Identificación alfanumérica moldeada par una rápida localización y retiro de tubos
- Robusto, fabricados de polipropileno que es resistente a la química y fácil de limpiar
- Gradillas pueden ser utilizadas en baños de agua o colocadas en congeladores
- Paquete de colores surtidos disponible para opción de codificación de color
- Patente Pendiente
- **Autoclavable**



**Identificación Alfanumérica Moldeada** para una localización y retiro rápido de tubos



**Fondos de Tubos se anidan** en los huecos de los pozos previniendo que pasen por la gradilla y sobre el área de trabajo




### Versátiles

acopla tubos con bases redondas, planas, y cónicas

↑  
**¡Sostiene Tubos Cónicos de 15 mL!**

No. Pieza	Color	No. Pieza	Color
120684	Azul	120687	Natural
120685	Morado	120683	Surtido*
120686	Verde		

\*Colores Surtidos (Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural)



### Especificaciones Individuales de Gradillas

Lado	Pozos	Dia. de Pozos mm	L x W x H pulg.	cm	M de U
A	12	13	9.1 x 2.8 x 3.8	23.2 x 7.0 x 9.5	5 c/u/pqt., 6 pqt./caja
B	18	13			
C	12	17			
D	18	17			

