

Kit Portátil de Centrífuga

Gire muestras En-Marcha

El kit Portátil de Centrífuga, por Heathrow Scientific, ofrece una manera conveniente de girar y preparar muestras fuera del ambiente de laboratorio tradicional.

El kit de la centrifugadora permite el proceso de muestras antes de que el deterioro pueda ocurrir y se puede usar en ambientes remotos donde fuente de electricidad normal no es una opción. El kit permite realizar pruebas inmediatas en el sitio para obtener resultados más rápidos.

El kit incluye una Mini Centrífuga Sprout®, cual viene con su propio adaptador de coche 12V y un adaptador de corriente 12V DC para cuando el tomacorriente eléctrico este al alcance.

Conveniente cargue la centrifuga y sus componentes con seguridad en el estuche de transporte DuraPorter® cual cuenta con insertos de diseño especial para montar la centrifuga y sus accesorios e incorpora una micro gradilla para tubos de 16-posiciones. El DuraPorter® es transparente, entonces las muestra contenidas pueden ser vistas y su integridad revisada.



Kit Portátil de Centrífuga



Sprout® Mini Centrífuga

Con su diseño ergonómico, la Mini Centrífuga Heathrow Scientific está cargada de características que ofrecen eficiencia incrementada al laboratorio y en el campo. Los rotores SnapSpin libres de herramienta y la opción quick-spin facilita y simplifica el uso y evita la pérdida de la herramienta del rotor.

La tapa fue diseñada funcionalmente para caber en la palma de la mano y para la repetición de apertura y extracción rápida de tubos. La base de goma ponderada elimina el movimiento potencial y amortigua la vibración y el ruido. El Sprout® es ideal para las separaciones de célula microfiltro y muestras HPLC, con adaptadores que se acomodan a estilos mayores como microtubos y tubos de PCR (1.5/2.0, 0.5, 0.2 mL) para uso personalizado.

Especificaciones

Velocidad Máxima: Aprox. 6,000 rpm (cargada completa) **RCF Máximo:** 2000 Xg **Potencia:** Adecuado para voltajes mundiales 100 a 240 VAC 50/60 HZ 0.6A Aprox. 7.3 W **Dimensione:** 153 x 128 x 104 mm (5.97 x 4.99 x 4.05 in.) **Garantía de un año**

DuraPorter® Caja de Transporte

La caja de transporte DuraPorter® es ideal para sostener y almacenar una variedad de equipo y muestras de laboratorio. La caja de transporte cuenta con durabilidad superior ya que es construida de material policarbonato cual ayuda a proteger los componentes en el interior mientras este en movimiento o si la unidad se cae. Igual en condiciones de clima no favorable, o en o cerca de agua, las muestras permanecen seguras ya que la caja de transporte incluye un sello hermético desilicón y tres cierres que pueden ser asegurados con broche.

No. Pieza	Producto
HS120568	Kit Portátil de Centrífuga, 100-240VAC, 50/60Hz Alimentación Universal +12V Adaptador de corriente
HS120569	Caja de Transporte Portátil para Centrífuga con encartes - únicamente
HS120570	Adaptador 12-Voltios para la mini Centrífuga Sprout®

**Adaptador puede usarse con Mini Centrífuga Sprout® fabricada enero 1, 2016-presente*

Paquete Incluye:

- Mini Centrífuga Sprout®
- SnapSpin rotor de tubos de 6-posiciones 1.5/2.0 mL
- SnapSpin rotor de tubos de 16- posiciones 0.2 mL (individuales o tiras de 2x8)
- 6 adaptadores de tubos (0.2 mL)
- 6 adaptadores de tubos (0.5 mL)
- 4 anillos-O
- Caja de almacén para los rotores y Adaptadores
- Gradilla de tubos de 16-posiciones
- Bajo voltaje, fuente de doble insulación, adaptador con 4 conectores intercambiables
- DuraPorter®
- Inserto de 16-posiciones para tubos
- Divisores para la caja de transporte
- Cuna para la mini centrífuga
- Adaptador de 12-Voltios para la Mini Centrífuga Sprout®