

smartBOATS™

Una solución verde para el pesado de muestras

Los Smart Boats están hechos de papel Certificado FSC (Eco IN) y cuando son desechados con la basura ordinaria se degradan naturalmente (Eco OUT).

- Controla los contenidos como un bote de pesaje de poliestireno
- Una alternativa al papel para pesar estándar ya que son muy sencillas de usar
- Hecho de papel a prueba de grasa que cumple con la FDA CFR 21 176.170 (componentes de papel en contacto con alimentos acuosos y grasos) y con CFR 21 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Compatible con aplicaciones de calor con una temperatura límite de 210°C
- Disponible en tamaño pequeño y mediano en color café para muestras con color, y en blanco para muestras oscuras

Certificaciones

USA: Hechas en una fábrica certificada ISO 9002 en conformidad con las regulaciones BGW, Haccp y FDA. Certificación FSC

EU: Certificación ISO 14001 - Política ambiental, Certificación BRC / IOP, Certificación ISO 9001, Certificación FSC

No. de Parte	Tamaño	L x A x Al	Paquete	Color
HS120312	Pequeño	35 x 35 x 15.8 mm	500/Pq	Café ■
HS120313	Mediano	47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500/Pq	Café ■
HS120314	Pequeño	35 x 35 x 15.8 mm	500/Pq	Blanco □
HS120315	Mediano	47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500/Pq	Blanco □

