




## Económicas, reutilizables & resistentes a la humedad


Las cajas para congeladora True North<sup>®</sup> de Heathrow Scientific han sido diseñadas con la sostenibilidad en mente pues están fabricadas con una fórmula especial de polipropileno. Ya sea en la versión corrugada o la de película fina, las cajas para congeladora True North<sup>®</sup> son resistentes a la humedad lo cual reduce significativamente las probabilidades de crecimiento de moho. Gracias a sus peculiares características, el polipropileno es más duradero que las cajas de cartón que son susceptibles a ablandamiento y producen polvo. Además, nuestras cajas pueden congelarse (hasta -80°C) y descongelarse una y otra vez sin problema.

Cuando se trata de ahorrar el valioso espacio del laboratorio, las cajas para congeladora True North<sup>®</sup> se empaican “planas” para eliminar las molestias de apilado y reducir el volumen de almacenamiento. Su ensamblaje es muy sencillo y se incluyen juegos de divisores. Las cajas para congeladora True North<sup>®</sup> se venden en paquetes de 10 y contamos con múltiples tamaños y colores.



**Las cajas para congeladora se empaican “planas”**  
Para eliminar las molestias de apilado y reducir el volumen de almacenamiento.





Polipropileno corrugado 0.2/0.5/1.5-2.0/5 mL

No. de parte	Tubo	Posiciones	Diámetro del espacio	l x a x al	Empaque	Color
<b>HS120379</b>	0.2 mL	144	7.9 mm	5.2 x 5.1 x 1.2 in (13.3 x 13.0 x 3.0 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120380</b>	0.2 mL	144	7.9 mm	5.2 x 5.1 x 1.2 in (13.3 x 13.0 x 3.0 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120381</b>	0.2 mL	144	7.9 mm	5.2 x 5.1 x 1.2 in (13.3 x 13.0 x 3.0 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120382</b>	0.2 mL	144	7.9 mm	5.2 x 5.1 x 1.2 in (13.3 x 13.0 x 3.0 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120383</b>	0.5 mL	100	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 4.2 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120384</b>	0.5 mL	100	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 4.2 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120385</b>	0.5 mL	100	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 4.2 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120386</b>	0.5 mL	100	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 4.2 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120262</b>	1.5/2.0 mL	81	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 5.1 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120376</b>	1.5/2.0 mL	81	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 5.1 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120377</b>	1.5/2.0 mL	81	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 5.1 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120378</b>	1.5/2.0 mL	81	12 mm	5.2 x 5.1 x 1.6 in (13.3 x 13.0 x 5.1 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120387</b>	5 mL	25	22.6 mm	5.2 x 5.1 x 2.9 in (13.3 x 13.0 x 7.5 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120388</b>	5 mL	25	22.6 mm	5.2 x 5.1 x 2.9 in (13.3 x 13.0 x 7.5 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120389</b>	5 mL	25	22.6 mm	5.2 x 5.1 x 2.9 in (13.3 x 13.0 x 7.5 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120390</b>	5 mL	25	22.6 mm	5.2 x 5.1 x 2.9 in (13.3 x 13.0 x 7.5 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>



Polipropileno corrugado 15 mL y 50 mL

No. de parte	Tubo	Posiciones	Diámetro del espacio	l x a x al	Empaque	Color
<b>HS120391</b>	15 mL	36	19.8 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120392</b>	15 mL	36	19.8 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120393</b>	15 mL	36	19.8 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120394</b>	15 mL	36	19.8 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120366</b>	50 mL	16	31.6 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Natural <input type="checkbox"/>
<b>HS120367</b>	50 mL	16	31.6 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120368</b>	50 mL	16	31.6 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120369</b>	50 mL	16	31.6 mm	5.78 x 5.7 x 4.72 in (14.7 x 14.5 x 12.0 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>



Polipropileno de película delgada film 1.5-2 mL

No. de parte	Tubo	Posiciones	Diámetro del espacio	l x a x al	Empaque	Color
<b>HS120370</b>	1.5/2.0 mL	81	12.1 mm	4.95 x 4.92 x 1.92 in (12.5 x 12.4 x 4.9 cm)	10/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS120371</b>	1.5/2.0 mL	81	12.1 mm	4.95 x 4.92 x 1.92 in (12.5 x 12.4 x 4.9 cm)	10/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120372</b>	1.5/2.0 mL	81	12.1 mm	4.95 x 4.92 x 1.92 in (12.5 x 12.4 x 4.9 cm)	10/pk	Verde <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS120373</b>	1.5/2.0 mL	81	12.1 mm	4.95 x 4.92 x 1.92 in (12.5 x 12.4 x 4.9 cm)	10/pk	Púrpura <input checked="" type="checkbox"/>



Una vez que las muestras han sido manipuladas y están listas para el almacenamiento en frío, los racks para freezer True North® ofrecen una variedad de opciones para guardar sus muestras con seguridad en la congeladora. Es posible elegir de entre una amplia gama de opciones en acero inoxidable resistente a la corrosión que son compatibles con las mejores marcas de congeladoras verticales y horizontales.

- Manijas para facilitar el uso.
- Se pueden almacenar cajas de hasta 135 x 135 mm con alturas de 2" (hasta 53 mm) o de 3" (hasta 78 mm).



Heathrow Scientific, LLC | 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills IL 60061 USA  
Tel.: +1-800-741-4597 | Fax: +1-847-816-5072 | E-mail: info@heatsci.com