

# lab alert™

## Cronómetro de 4 canales con pizarrón blanco y plumón

Manténgase al tanto del tiempo y otra información importante con el cronómetro de 4 canales con pizarrón blanco.

### Ventajas:

- Puede descansar plano en una mesa, sostenerse de forma vertical o pegarse a una superficie metálica gracias a su imán
- Pizarrón blanco incluido para escribir
- Marcador para pizarrón con borrador incluido para registrar información crucial
- Alarma auditiva para cada canal
- Reloj con contador hacia arriba o abajo a 24 horas 59 minutos
- Programas: horas/minutos con horas/minutos/segundos en pantalla
- Es posible utilizar los 4 cronómetros simultáneamente o de forma independiente
- Memoria de última programación
- Confirmación auditiva de presión de tecla para asegurar correcta alimentación de datos
- Alarma al terminar el tiempo
- Baterías incluidas (2 AAA)

No. de Parte	No. de Canales	Capacidad de tiempo	Dirección del conteo	Altura de los dígitos en pantalla	Baterías	L x A x P
<b>HS120365</b>	Cuatro	24 hr.	Arriba/Abajo	10 mm	Dos AAA	4.98 x 3.35 x .97 in. 123 x 86 x 24 mm

### Especificaciones

<b>Resolución:</b>	1/100 Seg.
<b>Reloj:</b>	Si
<b>Alarma:</b>	Si





### a. Cronómetro/Reloj de Bolsillo

- Cuatro canales independientes con alarmas visuales y auditivas
- Utilícelo como cronómetro o reloj
- Incluye clip e imán



### b. Cronómetro/Reloj Triple

- Tres canales para conteo hacia arriba o abajo
- Presentación simultánea en pantalla, alarma de finalización y notificación cada 60 segundos
- Los canales pueden utilizarse de forma independiente o simultánea
- Cronómetro automáticamente comienza a contar hacia arriba una vez que llegó al cero hacia abajo
- Memoria de programación



### c. Reloj/Cronómetro dual con dígitos grandes

- La pantalla presenta reloj & cronómetro al mismo tiempo o bien dos cronómetros independientes
- Utilice un cronómetro para contar hacia arriba o doshacia abajo de forma independiente
- Alarmas auditiivas y visuales



### d. Cronómetro/Reloj multifuncional

- Inicio rápido, parado rápido. Tiempo, split, alarma cada hora, calendario, alarma programable
- Cordón de 100 cm



### e. Cronómetro / Reloj de cuatro canales

- Canales con funcionamiento simultáneo o independiente
- Alarmas auditivas & visuales
- Fácil cambio entre reloj & cronómetro con los botones
- Incluye clip e imán

No. de Parte	No. de Canales	Capacidad de tiempo	Dirección del conteo	Altura de los dígitos en pantalla	Baterías	L x A x P
<b>a HS24490D</b>	Cuatro	100 hr.	Arriba/Abajo	6 mm	Una LR44 1.5V	61 x 71 x 25 mm
<b>b HS24490M</b>	Tres	20 hr.	Abajo	10.5 mm	Una AAA	86 x 66 x 22 mm
<b>c HS24780</b>	Dos	24 hr.	Arriba/Abajo	25.5 mm	Una AAA	142 x 97 x 20 mm
<b>d HS24645</b>	Uno	60 min.	Arriba	8.5 mm	Una LR44 1.5V	87 x 78 x 21 mm
<b>e HS24670</b>	Cuatro	99 hr.	Abajo	14 mm	Dos LR44	73 x 59 x 13 mm

Especificaciones	
<b>Resolución:</b>	1/100 Seg.
<b>Reloj:</b>	Si
<b>Alarma:</b>	Si