

Centrifuga Refrigerada High-Speed Kubota modelo 6000

Made in
JAPAN



Centrifuga Refrigerada 6000

Especificaciones Técnicas:

- Velocidad máxima: 22,000 rpmm
- RCF máxima: 44,370 xg
- Capacidad máxima: 3000 mL
- Rango de temperatura: -20 a +40°C
- Dimensiones / Peso: 50 x 78 x 85 cm (WxDxH), 207 kg
- Conexión eléctrica: 220/230V 50/60Hz 30A

Características Generales

- **Simplemente coloque el rotor en su posición, sin procedimientos de montaje complicados.**
 - Un pitido le permite saber que el rotor está configurado correctamente.
 - Previene accidentes debido a una configuración incorrecta del rotor.
- **El sonido de clic le permite saber que la cubierta del rotor está correctamente fijada y evita corregir errores.**
 - Previene accidentes por tapa de rotor que no está bien fijada. La perilla es grande y fácil de girar.
 - Gire la perilla hasta que escuche un clic que indica que la cubierta del rotor está completamente instalada.
 - Equipado con varios sensores que detienen el funcionamiento inmediatamente para una mayor seguridad si se detecta un problema.
El sensor del rotor detecta el rotor que se está instalando.
- **Rotores livianos para un fácil reemplazo**
 - Los nuevos rotores son sorprendentemente más ligeros que los convencionales. (en comparación con nuestros rotores anteriores).
- **Rápida aceleración y desaceleración**
 - Las duraciones de aceleración y desaceleración son 16~48% más rápidas.
- **Función de temporizador**
 - Hay 2 tipos de temporizadores disponibles: para comenzar la cuenta regresiva cuando la velocidad alcanza el valor ajustado, o para comenzar la cuenta regresiva cuando comienza la operación.
- **Botellas de acero inoxidable**
 - Es posible el uso de la capacidad total de la botella. Previene fugas con tapas de sellado:
 - Una botella de boca ancha facilita la recolección de muestras.
 - Fabricado en acero inoxidable duradero y resistente a los productos químicos.
 - Se puede utilizar con un alto RCF.
- **Panel de operación simple con perillas y teclas**

Sonido recordatorio para evitar que deje las muestras en la centrífuga.

 - Función de supervisión operativa
 - Los datos sobre velocidad, temperatura y tiempo pueden ser salida a la computadora.
 - Función para ajustar la curva de aceleración y desaceleración
 - Identificación automática del rotor. El tipo de rotor y la velocidad máxima son identificados automáticamente cuando se monta el rotor.