

memmert

trust the best



Esterilizador

SN|SF

**Preciso.
Fiable.
Seguro.**

www.memmert.com

Esterilizador S

IDEAL PARA ESTERILIZAR RECIPIENTES E INSTRUMENTOS EN LABORATORIOS, HOSPITALES, CONSULTORIOS MÉDICOS Y EN LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICA Y ALIMENTARIA



Proceso validado de forma óptima de acuerdo con las directrices de la DGKH.



Opciones de ajuste simples y precisas.



Distribución de la temperatura en el dispositivo absolutamente homogénea.



Acero inoxidable higienizado y fácil de limpiar.


Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750

Variantes de modelos: SingleDISPLAY o TwinDISPLAY con convección natural (SN) o circulación de aire forzada (SF)

Rango de ajuste de temperatura: De +20 °C a +250 °C

Ve a lo seguro

Gracias al concepto de manejo intuitivo, los esterilizadores de Memmert son fáciles de operar. La función SetpointWAIT asegura que el programa no continúa hasta que se haya llegado al objetivo de temperatura asignado. La esterilización empieza en el momento en que el dispositivo ha alcanzado la temperatura seleccionada. Gracias a nuestra función SetpointWAIT nuestros equipos son validados de forma óptima según el procedimiento que determinan las directrices del DGKH (Sociedad alemana por la Higiene hospitalaria) y los requerimientos de la ISO 20857:2010.



Esterilizador de aire caliente S también disponible como dispositivo médico

El esterilizador de Memmert está clasificado como dispositivo médico IIb de acuerdo con la regulación (EU) 2017/745 - Artículo 120 (2) y es usado para la esterilización de materiales médicos utilizando calor seco a presión atmosférica.

Máxima higiene gracias al acero inoxidable de alta calidad

En Memmert combinamos la estética con la funcionalidad en todos nuestros productos innovadores. Por eso, nuestras carcasas exteriores están hechas a partir del inconfundible acero inoxidable estructurado que llevamos usando desde hace ya más de 30 años. El exterior de nuestros equipos es absolutamente resistente a rayaduras y roces. Además, nuestros equipos han sido diseñados de forma que cuentan con una estética moderna y agradable a ojos de aquellos quienes vayan a utilizarlos. Asimismo, los interiores de nuestros equipos también están hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión y diseñados de forma que su limpieza sea lo más fácil posible para su usuario.

